

Návod k použití kolposkopu

- 1) Přívodní kabel zapojíme do zásuvky 230 V.
- 2) Zapneme vypínač na noze kolposkopu.
- 3) Nastavíme rameno přístroje na optimální vzdálenost od pacienta.
- 4) Přepneme na těle přístroje zvětšení dle potřeby.
- 5) Zaostríme knoflíkem na boku přístroje.
- 6) Po ukončení vyšetření přístroj vypneme vypínačem na noze kolposkopu.

SERVIS A PRODEJ MIKROSKOPŮ
Fa VALÍČEK Vladimír
370 04 Č. Budějovice, Plzeňská 99
Tel.: 038/7331590, 0602 379267
IČO 438 35 210

